


# Entnahmeheber mit zwei separaten LN2-Entnahmestellen und zwei separaten Steigrohren



**EK-2V**  
**Best.Nr. 2610-D1**

bestehend aus:

- 1 x EK = Heber
- 2 x LN2-Ablasshahn mit Übergangverschraubung
- 1 x Druckablasshahn

**EK-2V-SV**  
**Best.Nr. 2610-D2**

bestehend aus:

- 1 x EK = Heber
- 2 x LN2-Ablasshahn mit Übergangverschraubung
- 1 x Druckablasshahn
- 1 x Überdruckventil 0,5bar



**EK-2V-SVL**  
**Best.Nr. 2610-D3**

bestehend aus:

- 1 x EK = Heber
- 2 x LN2-Ablasshahn mit Übergangverschraubung
- 1 x Druckablasshahn
- 1 x Überdruckventil 0,5bar mit Verlängerung

