

Entnahmeheber mit zwei separaten LN2-Entnahmestellen und zwei separaten Steigrohren



EKI-2V
Best Nr. 2611-D1

bestehend aus:

- 1 x EKI = Heber mit Manometer und Überdruckventil 0,5bar
- 2 x LN2-Ablasshahn mit Übergangverschraubung
- 1 x Druckablasshahn

EKI-1V-1MAG
Best. Nr. 2611-D2

bestehend aus:

- 1 x EKI = Heber mit Manometer und Überdruckventil 0,5bar
- 1 x LN2-Ablasshahn mit Übergangverschraubung
- 1 x Magnetventil für LN2 mit Übergangverschraubung
- 1 x Druckablasshahn



EKI-2MAG
Best. Nr. 2611-D3

bestehend aus:

- 1 x EKI = Heber mit Manometer und Überdruckventil 0,5bar
- 2 x Magnetventil für LN2 mit Übergangverschraubung
- 1 x Druckablasshahn

